

Dansk Håndbold Forbund



1. Division Kvinder

KAMPRAPPORT

Kamp nr.	Hjemmehold	Udehold
256486	TMS Ringsted	Ringkøbing Håndbold

Spillested: Dansk Kabel TV Arena
 Dato: 12-09-2020
 Tid: 16:00
 Tilskuertal: 63
 Kapacitet: 1200

Slutresultat

21 : 27

Nr.	TMS Ringsted	M	A	2'	2'	2'	D
1	Christina Lund GREGERSEN						
2	Sylvie GAMYS	4					
5	Natascha WOLLESEN	2					
6	Laura BJALDBY	2		12.38			
11	Anne Cathrine Delfs LUNDBYE	6					
13	Ronja Samantha LEVISEN	2					
14	Simone LUND						
20	Stephanie Kjær RASMUSSEN						
38	Julie GOTTSCHALKSEN	1					
44	Louise HANSEN	1					
55	Louise Wendelbo LINDELØV	2		33.55	58.12		
77	Sofie Baastrup ANDERSEN						
88	Sofie Wedel JOHANSEN	1		29.45			
A	Per-Olav WULFF						
B	Claus VINDING						
C	Anja FOG						
D	Clara Ulrikke IDING						
TTO		1: 15.09	2: 38.31	3: 42.45			

Hjemmehold	Udehold
Halvlegresultat	
8	13
Slutresultat	
21	27
1. Forlængelse	
0	0
2. Forlængelse	
0	0
Efter straffekast	
0	0
Straffekast mål/tilkendt	
4/5	4/4

Officials

Hjemmehold – Official A	Godkendt
Per-Olav WULFF	<input checked="" type="checkbox"/>
Udehold – Official A	
Jesper HOLMRIS	<input checked="" type="checkbox"/>
Dommer 1	
Andreas Hjort Frohn	<input checked="" type="checkbox"/>
Dommer 2	
Emil Lennart Nielsen	<input checked="" type="checkbox"/>
Observatør	
	<input type="checkbox"/>
Tidtager	
Michael Bødtker	<input checked="" type="checkbox"/>
Sekretær	
Susanne Thomsen	<input checked="" type="checkbox"/>

Nr.	Ringkøbing Håndbold	M	A	2'	2'	2'	D
1	Cecilie KONGSTAD						
3	Alberte SIMONSEN	4		9.50			
10	Michelle BRANDSTRUP	3					
11	Arlinda HAJDARI						
12	Louise Bak JENSEN						
13	Rikke Slumstrup JENSEN	2					
15	Jane MEJLVANG						
17	Camilla FAARTOFT	7					
19	Rikke JOCHUMSEN	3					
22	Freja Laurentzi KJÆR						
23	Nanna Hinnersfelt ANDERSEN	1					
25	Sascha JUUL	2					
27	Marigona HAJDARI	1					
69	Marie-Louise Rahbek SUNDGAARD	4					
97	Marie-Louise Søberg NISSEN						
A	Jesper HOLMRIS						
B	Nicolas Holst HØSTRUP						
C	Tina KJELDAHL						
D							
TTO		1: 24.18	2: 48.01	3: 55.32			

Bemærkning

Protest