

Kvindeligaaen - Finale

KAMPRAPPORT

Kamp nr.	Hjemmehold	Udehold
711073	Team Esbjerg	Nykøbing F. Håndboldklub

Spillested
Blue Water Dokken
 Kapacitet: 3579

Dato
21-05-2024

Tid
20:00

Tilskuertal
3050

Slutresultat

35-20

Nr.	M	A	2'	2'	2'	D
3 Kaja Kamp NIELSEN	3		37:12			
4 Michala MØLLER	7					
7 Luciana REBELO						
8 Live RUSHFELDT DEILA	1					
9 Nora MØRK	5					
10 Kathrine HEINDAHL						
11 Rikke IVERSEN	3	03:50	10:53	20:39		
12 Anna KRISTENSEN						
14 Kristine BREISTØL						
16 Amalie MILLING						
24 Sanna SOLBERG	2	07:35				
25 Henny REISTAD	6		59:48			
27 Anne Tolstrup PETERSEN	2					
33 Julie Bøe JACOBSEN	6					
A Jesper Haandbæk JENSEN						
B Patrick Nicolai PETERSEN						
C Helle KONGSBAK						
D Daniel BARGSTEEN						
TTO		1: 21:06	2: 43:03	3: 55:51		

Nr.	M	A	2'	2'	2'	D
2 Caroline AAR	4		19:41			
7 Amalie WULFF	1					
8 Stine EIBERG						
9 Tyra AXNÉR						
10 Charlotte MIKKELSEN	2					
11 Rosa Skovlund SCHMIDT						
12 Catharina BROCH						
18 Alberte KIELSTRUP	3					
20 Ayaka IKEHARA						
21 Matilde VESTERGAARD	1					
22 Lærke NOLSØE	2					
26 Mona OBAIDLI	4					
32 Cecilie GREVE						
34 Sofie BARDRUM	2					
49 Aimée von PEREIRA	1	11:52				
79 Kristina KRISTIANSEN						
A Jakob Birkedal LARSEN						
B Kasper JENSEN						
C Mette SAHLHOLDT						
D Philippa Karen JONES						
TTO		1: 13:52	2: 45:26	3:		

Halvlegresultat	
15	11
Slutresultat	
35	20

1. Forlængelse	
0	0
2. Forlængelse	
0	0
Efter straffekast	
0	0

Straffekast mål/tilkendt	
5 / 5	3 / 4

Officials

Hjemmehold - Official A	
Jesper Haandbæk JENSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Udehold - Official A	
Jakob Birkedal LARSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Dommer 1	
Henrik Pagh MORTENSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Dommer 2	
Jesper Kirkholm MADSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Observatør 1	
Martin GJEDING	<input checked="" type="checkbox"/>
Observatør 2	
	<input type="checkbox"/>
Tidtager	
Preben ANDERSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Sekretær	
Lars JYTZLER	<input checked="" type="checkbox"/>

Bemærkning

 Protest