

Bambusa Kvindeligaen - Slutspil Pulje 2

KAMPRAPPORT

Kamp nr. 391550	Hjemmehold Ikast Håndbold	Udehold Team Esbjerg
---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Spillested
Sportscenter Ikast | IBF Arena Hal A
Kapacitet: 2989

Dato
10-04-2022

Tid
20:00

Tilskuertal
1804

Slutresultat

28-30

Nr.	M	A	2'	2'	2'	D
1	Jessica RYDE					
4	Julie SCAGLIONE					
5	Vilde Ingeborg JOHANSEN	1				
6	Cecilie BRANDT					
9	Tyra AXNÉR					
10	Naja NISSEN					
11	Sarah IVERSEN	9	43:55			
14	Emma LINDQVIST	2				
15	Emma FRIIS	4				
16	Sabine ENGLERT					
17	Simone PETERSEN	4				
19	Alberte EBLER					
21	Ingvild BAKKERUD	4				
22	Olivia SIMONSEN					
48	Sonja FREY					
77	Line HOUGAARD	4				
A	Kasper CHRISTENSEN		57:02			
B	Anders Cramer FRIIS					
C	Christian Bo POULSEN					
D	Søren RASMUSSEN					
TTO		1: 07:45	2: 43:05	3: 59:21		

Nr.	M	A	2'	2'	2'	D
1	Rikke POULSEN					
3	Kaja Kamp NIELSEN	1				
4	Michala MØLLER	3				
13	Marit Malm FRAFJORD	2				
14	Kristine BREISTØL	7				
17	Beyza TÜRKÖGLÜ	1				
18	Mette TRANBORG	1				
19	Line JØRGENSEN					
23	Dinah ECKERLE					
24	Sanna SOLBERG	3				
25	Henny REISTAD	11				
29	Annette JENSEN	1				
51	Vilde Mortensen INGSTAD					
A	Jesper Haandbæk JENSEN					
B	Ana RAZDOROV					
C	Helle KONGSBÆK					
D	Steffen Guldborg LAURSEN					
TTO		1: 21:01	2: 39:46	3: 59:50		

Halvlegsresultat	
13	16
Slutresultat	
28	30
1. Forlængelse	
0	0
2. Forlængelse	
0	0
Efter straffekast	
0	0
Straffekast mål/tilkendt	
4 / 5	4 / 5

Officials

Hjemmehold - Official A	
Kasper CHRISTENSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Udehold - Official A	
Jesper Haandbæk JENSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Dommer 1	
Mads HANSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Dommer 2	
Jesper MADSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Observatør 1	
Claus Gramm PEDERSEN	<input checked="" type="checkbox"/>
Observatør 2	
	<input type="checkbox"/>
Tidtager	
Henning Jacobsen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sekretær	
Mogens Jensen	<input checked="" type="checkbox"/>

Bemærkning

Protest